

EZee Life^{MC}

Canne en aluminium à poignée ronde

Réf
CH2038



Garantie limitée

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.


Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s'applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de maintenance et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

34 Futurity Gate, Unit 15, Concord, Ontario L4K 1S6



EZee LifeTM

Round Handle Aluminum Cane

MFG #
CH2038



Limited Warranty

EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty workmanship or materials.

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur.

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negligence or non-observance of the instructions set out above.

If you have a question about your EZee Life device or this warranty, please contact an authorized EZee Life dealer.

34 Futurity Gate, Unit 15, Concord, Ontario L4K 1S6

EZee Life

Proper cane height

For a more comfortable fit, ensure shoeheight is the same as shoe style worn mostfrequently when using cane.

1. Stand as upright as possible on a firm, flat surface and let your arm hang down naturally by your side.
2. Adjust cane so top portion of handle touches inside of wrist where it meets palm.




Adjusting cane height

1. Turn the anti-rattle collar COUNTERCLOCKWISE to loosen.
2. Press in snap button.
3. Slide extension up or down until snap button protrudes through an adjustment hole on handle end of cane.

NOTE: An audible “CLICK” will be heard when snap button securely protudes through the adjustment hole.

4. Repeat “STEPS 3” until cane is at height determined proper cane height in this instruction sheet.



Care and maintenance

1. Ensure snap button releases and re-engages properly.
2. Inspect cane tips for wear and damage.
3. **Replace any broken, damaged or worn items immediately.**

Hauteur adéquate de la canne

EZee Life

S'assurer que la hauteur des souliers demeure la même à l'ajustement que lors de l'utilisation de la canne afin d'assurer confort et stabilité.

1. Se tenir aussi droit que possible, sur une surface

plane, les bras pendant naturellement le long du corps.

2. Ajuster la hauteur de la canne de manière à ce que la

partie supérieure de la poignée soit à la hauteur du pli

entre le poignet et la paume de la main.

Ajustement de la hauteur d'une canne

1. Tourner la bague de réduction de bruit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de la desserrer.

2. Appuyer sur le bouton-pression.

3. Faire glisser la partie inférieure jusqu'à ce que

le bouton-pression s'insère dans un orifice

d'ajustement situé sur la partie supérieure de la

canne.

UN DÉCLIC SE FERA ENTENDRE LORSQUE

LE BOUTON-PRESSION S'INSÈRE DANS

L'ORIFICE D'AJUSTEMENT.

4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que

le bouton-pression soit inséré dans l'orifice

correspondant à la position adéquate tel que

décrit dans les présentes directives.

Entretien

1. S'assurer régulièrement du bon mouvement du bouton-pression.

2. S'assurer que les embouts sont en bon état.

3. Remplacer immédiatement si déchiré, usé ou fissuré.

